

AEDは国産AEDをお勧めします


made in Japan

医学の進歩とともに医療機器開発は飛躍的に進歩しています。一般人が使用するAEDにおいて、より使用される人に左右されにくく、かついつでもAEDを使用できるようにするための環境の向上に取り組んでいます。

AEDはぜひとも液晶画面付きAEDを

あなたの勇気を支える
イラストインストラクション機能

音声ガイドに加えて本体に搭載されている画面にイラストとメッセージ(インストラクション表示)を表示し、操作方法を分かりやすくご案内。AEDの操作に慣れていない方や、音声が聞き取りにくい場所でも救命ができるようサポートします。




販売名:自動体外式除細動器 AED-2150シリーズ カルジオライフ
医療機器承認番号:22400BZX00044000
クラス分類:高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

液晶画面付きAED-2150は『社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会』から『耳マーク』の承認を受けているAEDです。貴社において聴覚障害者にも配慮した救急救命の環境づくりができます。



AEDの更新にはぜひともリモート監視システムを

メーカーの日本光電とともに、日信電子サービスも貴社のAEDの状態を遠隔監視し、障害発生時には迅速な対応をいたします。



AEDの情報がAEDから自動送信

WEBでAEDの状況/情報を確認

- 毎日のセルフテストの結果
- 電極パッドの使用期限
- バッテリーの残量/廃棄期限
- PHS基地局レベルでの位置情報

メールでのお知らせ

- AEDの故障を検出したとき
 - 電極パッドの使用期限が1ヶ月を切ったとき
 - 電極パッドの使用期限が過ぎたとき
 - バッテリーの残量が25%未満になったとき
 - バッテリーの残量が5%未満になったとき等
- ※AED LinkageはAEDの状態を集中管理することができるシステムです。
※AED Linkageはお客様のAEDの日常の管理をサポートするシステムです。
※PHS、3Gの通信上、設置位置や電波状況により通信できない場合があります。

AEDの更新はこのようなタイミングです

- ①耐用期間が過ぎている(を迎える)AEDを使用されていますか？
- ②保証期間が過ぎている(を迎える)AEDを使用されていますか？
- ③ガイドライン2010ではないAEDを使用されていますか？



AEDは『センチュリー』で



施設のみなさまがAEDをいつでも使用いただけるようにしたセンチュリーだからこそできるパッケージサービスです。



液晶画面付き(イラスト表示)AEDです。



AEDリモート監視サービスが受けられます。



定期交換・使用時交換も行います。

- ※1 消耗品の定期交換だけでなく、故障時の代品対応などAEDの設置後に必要な運用をトータルでサポートいたします。
- ※2 消耗品の交換作業も行い、古い消耗品はお客様のところから回収いたしますので、消耗品の交換し忘れや廃棄処理の問題も解決いたします。

センチュリー価格 でご提供中

AEDの更新と同時に救命講習も受講しましょう！

センチュリーでは、AEDという医療機器だけを販売するのではなく、メーカーの日本光電と協力して、『心肺蘇生+AED講習』のインストラクターも配備し、ご施設の『救命できる体制』づくりを支援しています。この機会にぜひガイドライン2010講習を受講ください。

AED日常点検タスクをよく見える所に

忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。

- ・添付文書を必ずお読みください。
- ・バッテリーの待機寿命は、設置環境や使用状況により短くなることがあります。
- ・電極パッドは使い捨てです。再使用できません。
- ・未就学児の患者さんには、P-530またはP-532を使用してください。
- ・P-530またはP-532が近くにないなどやむをえない場合には、2枚のパッドが触れ合うことがないように注意して、P-531を代用してください。
- ・AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、製造販売業者または販売業者にご連絡ください。